

血液寄生虫				218000	
				担当部署	
寄生虫				血液	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項			特記事項なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→血液学→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報			特記事項なし		
検査受付時間			8 : 15～16 : 00		
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項			特記事項なし		
検体採取の特別なタイミング			特記事項なし		
検体の種類		採取管名	内容物	採取量	単位
1	全血	1 紫	EDTA-2K	2	mL
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件			室温		
検体受入不可基準			1) 採取容器違いの検体 2) 凝固検体 3) サンプルングできない検体		
保管検体の保存期間			室温・当日中（追加検査については、検査室に要問合せ）		
検査結果・報告					
検査室の所在地			病院棟 3 階 中央検査部		

測定時間		当日中			
生物学的基準範囲		(-) EX 共通 CL1141 : 「臨床検査法提要 改訂第 35 版」			
臨床判断値		設定なし			
基準値			単位	なし	
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
パニック値	高値	設定なし			
	低値	設定なし			
生理的変動要因		特記事項なし			
臨床的意義		マラリアの診断は末梢血塗抹標本のギムザ染色により行うのがゴールドスタンダードである。 ヒトに感染するマラリア原虫には、熱帯熱マラリア原虫，三日熱マラリア原虫，卵形マラリア原虫，四日熱マラリア原虫，ノウルズマラリア原虫(Plasmodium knowlesi 正式和名なし)があるが、もっとも重要なのは熱帯熱マラリア原虫である。 EX 共通 CL1141 : 「臨床検査法提要 改訂第 35 版」1288-1295			