

|                   |         |                                              |     |         |    |
|-------------------|---------|----------------------------------------------|-----|---------|----|
| *鼻汁中好酸球           |         |                                              |     | 7016500 |    |
|                   |         |                                              |     | 担当部署    |    |
| ヒジ ヲ Eo           |         |                                              |     | 外注      |    |
| <b>検査オーダー</b>     |         |                                              |     |         |    |
| 患者同意に関する要求事項      |         | 特記事項なし                                       |     |         |    |
| オーダーリング手順         | 1       | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→血液学→                     |     |         |    |
|                   | 2       |                                              |     |         |    |
|                   | 3       |                                              |     |         |    |
|                   | 4       |                                              |     |         |    |
|                   | 5       |                                              |     |         |    |
| 検査に影響する臨床情報       |         | 該当なし                                         |     |         |    |
| 検査受付時間            |         | 8 : 15 ~ 16 : 00                             |     |         |    |
| <b>検体採取・搬送・保存</b> |         |                                              |     |         |    |
| 患者の事前準備事項         |         | 特記事項なし                                       |     |         |    |
| 検体採取の特別なタイミング     |         | 新鮮鼻汁で標本を作製すること                               |     |         |    |
| 検体の種類             |         | 採取管名                                         | 内容物 | 採取量     | 単位 |
| 1                 | 未固定塗抹標本 | 塗抹標本                                         | なし  | 0       | -  |
| 2                 | -       | -                                            | -   | -       | -  |
| 3                 | -       | -                                            | -   | -       | -  |
| 4                 | -       | -                                            | -   | -       | -  |
| 5                 | -       | -                                            | -   | -       | -  |
| 6                 | -       | -                                            | -   | -       | -  |
| 7                 | -       | -                                            | -   | -       | -  |
| 8                 | -       | -                                            | -   | -       | -  |
| 検体搬送条件            |         | 室温                                           |     |         |    |
| 検体受入不可基準          |         | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物 |     |         |    |
| 保管検体の保存期間         |         | 検査委託先で 2 週間                                  |     |         |    |
| <b>検査結果・報告</b>    |         |                                              |     |         |    |

|          |      |                                         |      |      |      |
|----------|------|-----------------------------------------|------|------|------|
| 検査室の所在地  |      | 株式会社 BML 総合研究所<br>350-1101 川越市的場 1361-1 |      |      |      |
| 測定時間     |      | 2 ～ 6 日                                 |      |      |      |
| 生物学的基準範囲 |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ                      |      |      |      |
| 臨床判断値    |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ                      |      |      |      |
| 基準値      |      |                                         |      |      | 単位   |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                                    | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |
|          |      |                                         |      |      |      |
| パニック値    | 高値   | 該当なし                                    |      |      |      |
|          | 低値   | 該当なし                                    |      |      |      |
| 生理的変動要因  |      | 該当なし                                    |      |      |      |
| 臨床的意義    |      | 外注項目の為省略                                |      |      |      |