

|                    |    |                                              |             |         |    |
|--------------------|----|----------------------------------------------|-------------|---------|----|
| *ﾌﾟﾛﾃｲﾝ C<抗原量>(血漿) |    |                                              |             | 7105100 |    |
|                    |    |                                              |             | 担当部署    |    |
| ﾌﾟﾛﾃｲﾝ C           |    |                                              |             | 外注      |    |
| <b>検査オーダー</b>      |    |                                              |             |         |    |
| 患者同意に関する要求事項       |    | 特記事項なし                                       |             |         |    |
| オーダーリング手順          | 1  | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→血液学→                     |             |         |    |
|                    | 2  |                                              |             |         |    |
|                    | 3  |                                              |             |         |    |
|                    | 4  |                                              |             |         |    |
|                    | 5  |                                              |             |         |    |
| 検査に影響する臨床情報        |    | 該当なし                                         |             |         |    |
| 検査受付時間             |    | 8 : 15～16 : 00                               |             |         |    |
| <b>検体採取・搬送・保存</b>  |    |                                              |             |         |    |
| 患者の事前準備事項          |    | 特記事項なし                                       |             |         |    |
| 検体採取の特別なタイミング      |    | 特記事項なし                                       |             |         |    |
| 検体の種類              |    | 採取管名                                         | 内容物         | 採取量     | 単位 |
| 1                  | 全血 | 2 黒小                                         | 3.2%クエン酸 Na | 1.8     | mL |
| 2                  | -  | -                                            | -           | -       | -  |
| 3                  | -  | -                                            | -           | -       | -  |
| 4                  | -  | -                                            | -           | -       | -  |
| 5                  | -  | -                                            | -           | -       | -  |
| 6                  | -  | -                                            | -           | -       | -  |
| 7                  | -  | -                                            | -           | -       | -  |
| 8                  | -  | -                                            | -           | -       | -  |
| 検体搬送条件             |    | 室温                                           |             |         |    |
| 検体受入不可基準           |    | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物 |             |         |    |
| 保管検体の保存期間          |    | 検査委託先で 2 週間                                  |             |         |    |
| <b>検査結果・報告</b>     |    |                                              |             |         |    |
| 検査室の所在地            |    | 株式会社 BML 総合研究所                               |             |         |    |

|          |      |                       |      |      |      |
|----------|------|-----------------------|------|------|------|
|          |      | 350-1101 川越市的場 1361-1 |      |      |      |
| 測定時間     |      | 2 ～ 5 日               |      |      |      |
| 生物学的基準範囲 |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ    |      |      |      |
| 臨床判断値    |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ    |      |      |      |
| 基準値      |      |                       | 単位   | %    |      |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                  | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |
| 70       | 150  |                       |      |      |      |
| パニック値    | 高値   | 該当なし                  |      |      |      |
|          | 低値   | 該当なし                  |      |      |      |
| 生理的変動要因  |      | 該当なし                  |      |      |      |
| 臨床的意義    |      | 外注項目の為省略              |      |      |      |