

|                        |     |                          |                                                 |         |    |
|------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------|---------|----|
| *MLL-AF9 検査 mRNA 定性 骨髓 |     |                          |                                                 | 7199000 |    |
|                        |     |                          |                                                 | 担当部署    |    |
| mAF9 BM                |     |                          |                                                 | 外注      |    |
| <b>検査オーダー</b>          |     |                          |                                                 |         |    |
| 患者同意に関する要求事項           |     |                          | 特記事項なし                                          |         |    |
| オーダーリング手順              | 1   | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→染色体→ |                                                 |         |    |
|                        | 2   |                          |                                                 |         |    |
|                        | 3   |                          |                                                 |         |    |
|                        | 4   |                          |                                                 |         |    |
|                        | 5   |                          |                                                 |         |    |
| 検査に影響する臨床情報            |     |                          | 特記事項なし                                          |         |    |
| 検査受付時間                 |     |                          | 8 : 15 ~ 16 : 00                                |         |    |
| <b>検体採取・搬送・保存</b>      |     |                          |                                                 |         |    |
| 患者の事前準備事項              |     |                          | 特記事項なし                                          |         |    |
| 検体採取の特別なタイミング          |     |                          | 特記事項なし                                          |         |    |
| 検体の種類                  |     | 採取管名                     | 内容物                                             | 採取量     | 単位 |
| 1                      | マルク | 8 マルク外注                  | なし                                              | 1       | mL |
| 2                      | -   | -                        | -                                               | -       | -  |
| 3                      | -   | -                        | -                                               | -       | -  |
| 4                      | -   | -                        | -                                               | -       | -  |
| 5                      | -   | -                        | -                                               | -       | -  |
| 6                      | -   | -                        | -                                               | -       | -  |
| 7                      | -   | -                        | -                                               | -       | -  |
| 8                      | -   | -                        | -                                               | -       | -  |
| 検体搬送条件                 |     |                          | 室温                                              |         |    |
| 検体受入不可基準               |     |                          | 1) 採取容器違いの検体<br>2) バーコードラベルの貼られていない検体<br>3) 固形物 |         |    |
| 保管検体の保存期間              |     |                          | 検査委託先で 2 週間                                     |         |    |
| <b>検査結果・報告</b>         |     |                          |                                                 |         |    |
| 検査室の所在地                |     |                          | 株式会社 SRL 第 1・第 2 八王子ラボatorie                    |         |    |

|          |      |                            |      |      |      |
|----------|------|----------------------------|------|------|------|
|          |      | 〒192-8535<br>東京都八王子市小宮町 51 |      |      |      |
| 測定時間     |      | 6～9 日                      |      |      |      |
| 生物学的基準範囲 |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ         |      |      |      |
| 臨床判断値    |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ         |      |      |      |
| 基準値      |      |                            |      |      | 単位   |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                       | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |
|          |      |                            |      |      |      |
| パニック値    | 高値   | 該当なし                       |      |      |      |
|          | 低値   | 該当なし                       |      |      |      |
| 生理的変動要因  |      | 特記事項なし                     |      |      |      |
| 臨床的意義    |      | 外注項目の為省略                   |      |      |      |