

術前MRSA培養		8105900		
		担当部署		
術前 MRSA		微生物		
<b>検査オーダー</b>				
患者同意に関する要求事項		該当なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*8.一般細菌→		
	2			
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報		1.原則として、発病初期の抗菌薬療法開始前に採取する 2.抗菌薬投与中の場合は投与中止後 24 時間以上経過してから採取する。中止が困難な場合は、次回投与の直前で最も血中濃度の低いタイミングで採取する		
検査受付時間		8 : 15～16 : 00		
<b>検体採取・搬送・保存</b>				
患者の事前準備事項		原則として抗菌薬投与前に検体の採取を行う。すでに抗菌薬が投与されている場合、または抗菌薬があらかじめ投与されている場合は、抗菌薬濃度が低下している次回投与前に採取することが望ましい。		
検体採取の特別なタイミング				
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1 他材料	シードスワブ	なし	***	なし
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
検体搬送条件		室温 採取後直ちに提出		
検体受入不可基準		1.検査ラベルがない検体		

	2.乾燥した検体 3.指定容器以外で採取され提出された検体 4.保存・搬送中に容器が破損した検体					
保管検体の保存期間	2 週間（再検査・追加検査は要連絡）					
<b>検査結果・報告</b>						
検査室の所在地	病院棟 3 階 中央検査部					
測定時間	3～7 日					
生物学的基準範囲	該当なし					
臨床判断値	検査の進行段階により「中間報告」として送信する。 検査終了後、「最終報告」として送信する。					
基準値					単位	なし
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値	高値	該当なし				
	低値	該当なし				
生理的変動要因	該当なし					
臨床的意義	検査材料から原因菌を培養・同定することによって、感染症の診断と治療に直接または補助的役割を果たす。 「臨床検査法提要 改訂第 34 版 2015 年」					