

関節液結晶検査				99000	
				担当部署	
関節液結晶				一般	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項		特記事項なし			
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*5.尿・便・その他→			
	2	電子カルテ→指示①→検査→*6.特殊材料→			
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		特記事項なし			
検査受付時間		8 : 15～16 : 00			
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項		該当なし			
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし			
検体の種類		採取管名	内容物	採取量	単位
1	関節液	2 3 スピッツ	なし	2	mL
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件		室温			
検体受入不可基準		1)バーコードラベルの貼られていない検体			
保管検体の保存期間		保存不可			
検査結果・報告					
検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部			
測定時間		外来診察前 60 分			
生物学的基準範囲		(－)			

臨床判断値		該当なし				
基準値					単位	なし
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値	高値	該当なし				
	低値	該当なし				
生理的変動要因		特記事項なし				
臨床的意義		関節液中の痛風結晶（尿酸ナトリウム結晶）、偽痛風結晶（ピロリン酸カルシウム）の検出				