

|                   |     |                          |                                                           |        |    |
|-------------------|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----|
| Na                |     |                          |                                                           | 491000 |    |
|                   |     |                          |                                                           | 担当部署   |    |
| Na                |     |                          |                                                           | 生化     |    |
| <b>検査オーダー</b>     |     |                          |                                                           |        |    |
| 患者同意に関する要求事項      |     |                          | 特記事項なし                                                    |        |    |
| オーダーリング手順         | 1   | 電子カルテ→指示①→検査→*1.頻用→      |                                                           |        |    |
|                   | 2   | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→生化学→ |                                                           |        |    |
|                   | 3   | 電子カルテ→指示①→検査→*3.緊急→      |                                                           |        |    |
|                   | 4   |                          |                                                           |        |    |
|                   | 5   |                          |                                                           |        |    |
| 検査に影響する臨床情報       |     |                          | 特記事項なし                                                    |        |    |
| 検査受付時間            |     |                          | 緊急対応(24 時間)                                               |        |    |
| <b>検体採取・搬送・保存</b> |     |                          |                                                           |        |    |
| 患者の事前準備事項         |     |                          | 特記事項なし                                                    |        |    |
| 検体採取の特別なタイミング     |     |                          | 特記事項なし                                                    |        |    |
| 検体の種類             |     | 採取管名                     | 内容物                                                       | 採取量    | 単位 |
| 1                 | 全血  | 10 青                     | 分離剤                                                       | 8      | mL |
| 2                 | 他材料 | 10 青                     | 分離剤                                                       | 8      | mL |
| 3                 | 新鮮尿 | 23 スピッツ                  | なし                                                        | 10     | mL |
| 4                 | 蓄尿  | 22 蓄尿                    | 防腐剤、尿量インジゲーター                                             | 10     | mL |
| 5                 | -   | -                        | -                                                         | -      | -  |
| 6                 | -   | -                        | -                                                         | -      | -  |
| 7                 | -   | -                        | -                                                         | -      | -  |
| 8                 | -   | -                        | -                                                         | -      | -  |
| 検体搬送条件            |     |                          | 室温                                                        |        |    |
| 検体受入不可基準          |     |                          | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物<br>4)粘性のある検体 |        |    |
| 保管検体の保存期間         |     |                          | 冷蔵・2 週間(追加検査については、検査室に要問合せ)                               |        |    |
| <b>検査結果・報告</b>    |     |                          |                                                           |        |    |

|          |      |                                                                                                                                                    |                     |      |      |        |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------|
| 検査室の所在地  |      | 病院棟 3 階 中央検査部                                                                                                                                      |                     |      |      |        |
| 測定時間     |      | 当日中～翌日                                                                                                                                             |                     |      |      |        |
| 生物学的基準範囲 |      | 138-145mmol/L(血清)<br>日本臨床検査標準化協議会 共用基準範囲                                                                                                           |                     |      |      |        |
| 臨床判断値    |      | 設定なし                                                                                                                                               |                     |      |      |        |
| 基準値      |      |                                                                                                                                                    |                     |      | 単位   | mmol/L |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                                                                                                                                               | 男性高値                | 女性低値 | 女性高値 |        |
| 138      | 145  | 設定なし                                                                                                                                               | 設定なし                | 設定なし | 設定なし |        |
| パニック値    |      | 高値                                                                                                                                                 | 160mmol/L (新規の外来患者) |      |      |        |
|          |      | 低値                                                                                                                                                 | 120mmol/L(新規の外来患者)  |      |      |        |
| 生理的変動要因  |      | 特記事項なし                                                                                                                                             |                     |      |      |        |
| 臨床的意義    |      | ナトリウム(Na)およびカリウム(K)代謝異常は臨床の場でしばしば遭遇する水・電解質異常であるが、原因となる基礎疾患は多彩で特異性は認められないため、病状を正確に把握し、的確な治療方針を決定するには、血清及び尿中 Na,K 濃度測定が不可欠である。<br>日本臨床第 7 版 260,2009 |                     |      |      |        |