他細胞分類 [他材料]											
タフ゛ンルイ											
検査オーダー											
患者	同意に関する要素	常項	特記事項なし								
オーダリング手順 1			電子カルテ→指示①→検査→*6.特殊材料→								
2											
3											
4											
5											
検査	に影響する臨床情		血液像に準ずる								
検査	受付時間		8:15~16:00								
検体採取・搬送・保存											
患者	の事前準備事項		特記事項なし								
検体採取の特別なタイミング			特記事項なし								
検体の種類 採耳		文管名 内容物 採取量 単位									
1	他材料	2 3 スピッツ		なし	35	mL					
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8	140.V/ /- //l										
	搬送条件		室温								
	受入不可基準		血液像に準ずる								
保官	検体の保存期間		室温・当日中(追加検査については、検査室に要問合せ)								
検査結果·報告											
検査室の所在地			病院棟 3 階 中央検査部								
測定時間			当日中								
生物学的基準範囲			該当なし								

臨床判断値			設定なし							
基準値				単位	%					
共通低値	共通高値		男性低値	男性高値	女性低値		女性高値			
設定なし	設定なし		設定なし	設定なし	設定なし		設定なし			
パニック値 高値 設定なし										
	低値	Eなし								
生理的変動要因			血液像に準ずる							
臨床的意義			血液像に準ずる							

2 / 2 血液 50