

|                   |     |                                              |     |         |    |
|-------------------|-----|----------------------------------------------|-----|---------|----|
| *MYC8q24 転座(骨髓液)  |     |                                              |     | 7170000 |    |
|                   |     |                                              |     | 担当部署    |    |
| MYC8q24 転座 BM     |     |                                              |     | 外注      |    |
| <b>検査オーダー</b>     |     |                                              |     |         |    |
| 患者同意に関する要求事項      |     |                                              |     |         |    |
| オーダーリング手順         | 1   |                                              |     |         |    |
|                   | 2   |                                              |     |         |    |
|                   | 3   |                                              |     |         |    |
|                   | 4   |                                              |     |         |    |
|                   | 5   | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→染色体→                     |     |         |    |
| 検査に影響する臨床情報       |     | 特記事項なし                                       |     |         |    |
| 検査受付時間            |     | 8 : 15～16 : 00                               |     |         |    |
| <b>検体採取・搬送・保存</b> |     |                                              |     |         |    |
| 患者の事前準備事項         |     | 特記事項なし                                       |     |         |    |
| 検体採取の特別なタイミング     |     |                                              |     |         |    |
| 検体の種類             |     | 採取管名                                         | 内容物 | 採取量     | 単位 |
| 1                 | マルク | 8 マルク外注                                      | なし  | 1       | mL |
| 2                 | -   | -                                            | -   | -       | -  |
| 3                 | -   | -                                            | -   | -       | -  |
| 4                 | -   | -                                            | -   | -       | -  |
| 5                 | -   | -                                            | -   | -       | -  |
| 6                 | -   | -                                            | -   | -       | -  |
| 7                 | -   | -                                            | -   | -       | -  |
| 8                 | -   | -                                            | -   | -       | -  |
| 検体搬送条件            |     |                                              |     |         |    |
| 検体受入不可基準          |     | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物 |     |         |    |
| 保管検体の保存期間         |     | 検査委託先で 2 週間                                  |     |         |    |
| <b>検査結果・報告</b>    |     |                                              |     |         |    |
| 検査室の所在地           |     | 株式会社 SRL 第 1・第 2 八王子ラボatorie                 |     |         |    |

|          |      |                            |      |      |      |
|----------|------|----------------------------|------|------|------|
|          |      | 〒192-8535<br>東京都八王子市小宮町 51 |      |      |      |
| 測定時間     |      | 7～10 日                     |      |      |      |
| 生物学的基準範囲 |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ         |      |      |      |
| 臨床判断値    |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ         |      |      |      |
| 基準値      |      |                            |      |      | 単位   |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                       | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |
|          |      |                            |      |      |      |
| パニック値    | 高値   | 該当なし                       |      |      |      |
|          | 低値   | 該当なし                       |      |      |      |
| 生理的変動要因  |      |                            |      |      |      |
| 臨床的意義    |      | 外注項目の為省略                   |      |      |      |