

携帯型発作時心電図				S103	
				担当部署	
携帯型				生理	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項		該当なし			
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→生理→心電図→携帯型発作心電図			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		貸出期間は一週間。			
検査受付時間		8 : 45～17 : 30			
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項		1) 有症状時に患者自身が記録を行なう。 2) 貸出期間は 1 週間とし、延長の場合は再オーダーが必要。			
検体採取の特別なタイミング		イベント出現時に患者自身で心電図記録する。			
検体の種類		採取管名	内容物	採取量	単位
1	人体(心臓)	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件		ベッド不可			
検体受入不可基準		1) 機器の操作ができない患者 2) 検査に同意を得られない患者			
保管検体の保存期間		特記事項なし			
検査結果・報告					

検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部			
測定時間		返却後 90 分			
生物学的基準範囲		該当なし			
臨床判断値		該当なし			
基準値					単位
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし
パニック値	高値	該当なし			
	低値	該当なし			
生理的変動要因		該当なし			
臨床的意義		動悸、息切れ、めまい、胸痛などのイベントはあるが、その発生頻度が少なく不規則な患者に対して、その原因精査に用いられる。 長時間においてイベント出現時に患者自身で心電図記録が可能である。			